

WEGO 威高
NIKKISO

传承创新理念
诠释智能透析

DBB-07

单人用血液透析滤过装置

专注于在线治疗
提供专业的临床治疗方案



技术参数 DBB-07

概述

外形尺寸	1460Hx390Wx480D (mm) ; 底座: 490Wx750D (mm)
重量	标准系统: 约95kg (系统加上所有选配件: 约100kg)
显示屏幕	12.1 英寸高解析度 TFT 彩色液晶触摸屏
供电	220V ± 10% AC, 50/60Hz
供水	压力: 100~700kPa; 温度: 5~30℃

透析液回路部分

透析液流速	设置范围: 300~700mL/min
透析液温度	设置范围: 33~40℃
脱水速度	设置范围: 0.00, 0.10~4.00L/h
脱水精度	± 30mL/h 或透析液流量 ± 0.1%
漏血检测器	方法: 光学检测 灵敏度: 0.5mL 血液 / 1L 透析液

体外循环部分

动脉血泵	设置范围: 40~600mL/min
肝素泵	设置范围: 0.0~9.9mL/h 快注功能: 10.0~1500mL/h 注射器类型: 10mL、20mL、30mL
空气检测器	检测方式: 超声波方式 检测精度 普通气泡: 0.02mL 微小气泡: 0.0003mL

置换液回路部分

在线HDF/HF	设置范围: 0.00, 0.10~18.00L/h (在线 HDF)
置换液泵	0.00, 0.10~30.00L/h (在线 HF)
一次注入补液	设置范围: 40~500mL/min

监视器规格

动脉压力	测量范围: -300~+300mmHg 测量精度: ± 10mmHg
静脉压力	测量范围: -200~+500mmHg 测量精度: ± 10mmHg
TMP	测量范围: -100~+500mmHg 测量精度: ± 10mmHg
透析器血液入口压	测量范围: -200~+735mmHg 测量精度: ± 10mmHg
透析液浓度	测量范围: 10.0~20.0mS/cm
碳酸氢盐浓度	测量范围: 2.0~8.0mS/cm
透析液压	测量范围: -600~+600mmHg 测量精度: ± 10mmHg


选配件

在线清除率监测显示器 (DDM)
在线血压监测器 (BPM)
血容量组件 (BVM)
浓缩液集中供给接口

消毒方式

药液消毒、热消毒、热水柠檬酸消毒

※注意: 厂家有权在不发出通知的情况下修改相关内容, 并保留最终解释权。采购的设备配置及服务情况, 以签订的合同为准。



日机装株式会社 医疗器械事业本部国际部

地址: 日本国东京都涩谷区惠比寿 4 丁目 20 番 3 号
邮编: 150-6022
电话: 0081-3-3443-3727
传真: 0081-3-3440-0681
网址: www.nikkiso.co.jp

日机装株式会社中国地区代表 上海日机装贸易有限公司

地址: 上海市延安西路 728 号 27 层 L 座
邮编: 200050
电话: 0086-21-52393637
传真: 0086-21-52393639
网址: www.nikkiso-sh.com

日机装中国大陆地区总代理 威海威高血液净化制品有限公司

地址: 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 30 号
邮编: 201206
电话: 0086-21-60437333
传真: 0086-21-60437222
网址: www.wgbp.com.cn